










## Afname: Afnamemateriaal microbiologie





|                                     | Omschrijving:   | SAP nr.:  | Opmerkingen:  | Foto's:   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Hemocultuur - flessen (volwassenen) | set van aërobe (groene) en anaërobe (oranje) cultuurfles                          | FA PLUS (aerobic)<br>AZG : 61711<br>SJKI: 6983<br>FN PLUS (anaerobic)<br>AZG: 61713<br>SJKI: 6984 | BacT/ALERT FA PLUS (aerobic) fles en BacT/ALERT FN PLUS (anaerobic) fles voor afname van 1 set hemoculturen bij volwassenen, Ref. FA :410851, Ref. FN: 410852 |    |
| Hemocultuurfles (pediatrie)         | pediatrische (geel) hemocultuurfles   | AZG: 61714<br>SJKI: 6985  | BacT/ALERT PF PLUS (pediatric) fles voor afname hemocultuur bij kinderen, Ref. 410853   |    |
| Steriel potje (60 mL)               | steriel potje   | AZG: 23170<br>SJKI: 1361  | Ref. D11160   |   |
| Steriel opvangpotje (25 mL)         | steriel potje met doorzichtige of witte schroefdop; slijmzuiger met 1 afzuigsonde | AZG :24220<br>SJKI: nvt   | opvangpotje voor BAL-vocht of aspiraats, Ref.53416  |  |
| Steriele spuit (variabel volume)    | steriele spuit  | AZG :6317<br>SJKI: 233 schroefdop 424   | Luerspuit 2 mL ref. 307727  |   |

|  |  |
|--|--|
| AZG :6319<br>SJKI: 234 schroefdop<br>424 | Luerspuit 5 mL ref. 307731   |
| AZG :6320<br>SJKI: 235 schroefdop<br>424 | Luerspuit 10 mL ref. 307736  |
| AZG :6321<br>SJKI: 236 schroefdop<br>424 | Luerspuit 20 mL ref. 300613  |
| AZG :6322<br>SJKI: nvt                   | Luerspuit 50 mL ref. 300866  |
| AZG :6323<br>SJKI: nvt                   | Luerspuit lock 3 mL (schroefdop)<br>ref. 309658  |
| AZG :6324<br>SJKI: nvt                   | Luerspuit lock 5 mL (schroefdop)<br>ref. 309649  |
| AZG :6325<br>SJKI: nvt                   | Luerspuit lock 10 mL (schroefdop)<br>ref. 300912   |
| AZG :6326<br>SJKI: nvt                   | Luerspuit lock 20 mL (schroefdop)<br>ref. 300629   |
| AZG :6327<br>SJKI: nvt                   | Luerspuit lock 30 mL (schroefdop)<br>ref. 301229   |
| AZG: 6328<br>SJKI: nvt                   | Luerspuit lock 50 mL (schroefdop)<br>ref. 300865   |
|  | geschikt voor afname<br>punctievochten, etter en abscessen;<br>in het bijzonder geschikt voor<br>anaëroben |



|   |   |                          |  |  |
|---|---|--------------------------|--|--|
| virale celkweek en influenza PCR (UTM met rode stop)            | Universal transportmedium (UTM)                         | AZG: 61175<br>SJKI: 6117 | virustransportmedium Ref M10230  |   |
| virale celkweek en virale PCR (UTM met rode stop)               | Bioer virusmedium                                       | AZG: 60926<br>SJKI: nvt  | virustransportmedium Ref A40155 (novolab) Catn° BSC82X1 (Bioer)  |   |
| eSwab wisser met bijhorend transportmedium (tube met roze stop) | eSwab PLP buis 1 mL, liquid Amies Medium, regular swab. | AZG: 61708<br>SJKI: 1402 | Universeel open platform voor bacteriële culturen en het behoud van DNA, RNA en antigen van verschillende soorten micro-organismen. Dit kan zowel gebruikt worden voor de collectie als voor het transport van aërobe en anaërobe bacteriën, fastidious bacteriën en PCR-toepassingen. Uniek breekpunt met gekleurd indicatiepunt en swab capture cap. Ref. M1016001 |  |

|   |   |                          |  |  |
|---|---|--------------------------|--|--|
| eSwab wisser met bijhorend transportmedium (tube met roze stop voor OP) | eSwab PLP buis 1 mL, liquid Amies Medium, regular swab (in dubbele steriele peelpack zak, voor gebruik in operatiekwartier) | AZG: 61678<br>SJKI: nvt  | Universeel open platform voor bacteriële culturen en het behoud van DNA, RNA en antigenen van verschillende soorten micro-organismen. Dit kan zowel gebruikt worden voor de collectie als voor het transport van aërobe en anaërobe bacteriën, fastidious bacteriën en PCR-toepassingen. Uniek breekpunt met gekleurd indicatiepunt en swab capture cap. Ref. M10159 |  |
| LimBroth wisser voor GBS (tube met lichtblauwe stop)                    | LimBroth, 2 mL Todd Hewitt medium in 12x80 mm buis met schroefstop, 1 regular flocculated swab.                             | AZG: 61627<br>SJKI: 6948 | LimBroth is een selectief aanrijkmiddel voor Groep B Streptokokken ( <i>Streptococcus agalactiae</i> ) vanuit vaginale en rectale stalen. Ref. M1015101  |   |
| TSBSaltBroth (tube met donkerblauwe stop)                               | TSB Medium Plus 2,5% NaCl in 12 x 80 mm buis met schroefstop, 1 Screw Cap Tube.   | AZG: 61710<br>SJKI: 6947 | steriele eSwab wisser voor MRSA-screening. Ref. M1017200   |  |

|   |   |                         |  |  |
|---|---|-------------------------|--|--|
| eSwab wisser met bijhorend transportmedium (tube met oranje stop) | eSwab PLP buis 1ml, liquid Amies Medium, nasopharyngeale/urethral swab oranje | AZG:52628<br>SJKI: nvt  | steriele eSwab wisser voor Nasopharyngeale/Urethrale afname. Ref. M10163 |   |
| Transportmedia voor maagbiopsie voor Helicobacter pylori          | Flesje portagerm pylori (PORT-PYL) koel bewaren                               | AZG: 58429<br>SJKI: nvt | Enkel te verkrijgen via laboratorium Ref.42041                           |   |
| eNAT medium   | eNAT Swab, 2,0mL eNAT Media nog niet gekend                                   | AZG: 62925<br>SJKI: nvt | Wisser voor CHL/NG/MG/TV afname Ref. M10158621                           |   |
| Opvangset voor slijmmonster                                       | pediatrie neusaspiraats   | AZG : nvt<br>SJKI: 1357 | MST-3070 5mm 20 mL ref nr 1600422  |  |