















3. Afnamemateriaal microbiologie AZG - SJKI

	Omschrijving:	SAP nr.:	Opmerkingen:	Foto's:
Hemocultuur - flessen (volwassenen)	set van aërobe (groene) en anaërobe (oranje) cultuurfles	FA PLUS (aerobic) AZG : 61711 SJKI: 6983 FN PLUS (anaerobic) AZG: 61713 SJKI: 6984	BacT/ALERT FA PLUS (aerobic) fles en BacT/ALERT FN PLUS (anaerobic) fles voor afname van 1 set hemoculturen bij volwassenen, Ref. FA :410851, Ref. FN: 410852	
Hemocultuurfles (pediatrie)	pediatrische (geel) hemocultuurfles	AZG: 61714 SJKI: 6985	BacT/ALERT PF PLUS (pediatric) fles voor afname hemocultuur bij kinderen, Ref. 410853	
Steriel potje (60 mL)	steriel potje	AZG: 23170 SJKI: 1361	Ref. D11160	
Steriel opvangpotje (25 mL)	steriel potje met doorzichtige of witte schroefdop; slijmzuiger met 1 afzuigsonde	AZG :24220 SJKI: nvt	opvangpotje voor BAL-vocht of aspiraat, Ref.53416	
Steriele spuit (variabel volume)	steriele spuit	AZG :6317 SJKI: 233 schroefdop 424	Luerspuit 2 mL ref. 307727	
		AZG :6319 SJKI: 234 schroefdop 424	Luerspuit 5 mL ref. 307731	

		AZG :6320 SJKI: 235 schroefdop 424	Luerspuit 10 mL ref. 307736	
		AZG :6321 SJKI: 236 schroefdop 424	Luerspuit 20 mL ref. 300613	
		AZG :6322 SJKI: nvt	Luerspuit 50 mL ref. 300866	
		AZG :6323 SJKI: nvt	Luerspuit lock 3 mL (schroefdop) ref. 309658	
		AZG :6324 SJKI: nvt	Luerspuit lock 5 mL (schroefdop) ref. 309649	
		AZG :6325 SJKI: nvt	Luerspuit lock 10 mL (schroefdop) ref. 300912	
		AZG :6326 SJKI: nvt	Luerspuit lock 20 mL (schroefdop) ref. 300629	
		AZG :6327 SJKI: nvt	Luerspuit lock 30 mL (schroefdop) ref. 301229	
		AZG: 6328 SJKI: nvt	Luerspuit lock 50 mL (schroefdop) ref. 300865	
			geschikt voor afname punctievochten, etter en abcessen; in het bijzonder geschikt voor anaëroben	
virale celkweek en influenza PCR (UTM met rode stop)	Universal transportmedium (UTM)	AZG: 61175 SJKI: 6117	virustransportmedium Ref M10230	

virale celkweek en virale PCR (UTM met rode stop)	Bioer virusmedium	AZG: 60926 SJKI: nvt	virustransportmedium Ref A40155 (novolab) Catn° BSC82X1 (Bioer)	
eSwab wisser met bijhorend transportmedium (tube met roze stop)	eSwab PLP buis 1 mL, liquid Amies Medium, regular swab.	AZG: 61708 SJKI: 1402	Universeel open platform voor bacteriële culturen en het behoud van DNA, RNA en antigen van verschillende soorten micro-organismen. Dit kan zowel gebruikt worden voor de collectie als voor het transport van aërobe en anaërobe bacteriën, fastidious bacteriën en PCR-toepassingen. Uniek breekpunt met gekleurd indicatiepunt en swab capture cap. Ref. M1016001	
eSwab wisser met bijhorend transportmedium (tube met roze stop voor OP)	eSwab PLP buis 1 mL, liquid Amies Medium, regular swab (in dubbele steriele peelpack zak, voor gebruik in operatiekwartier)	AZG: 61678 SJKI: nvt	Universeel open platform voor bacteriële culturen en het behoud van DNA, RNA en antigen van verschillende soorten micro-organismen. Dit kan zowel gebruikt worden voor de collectie als voor het transport van aërobe en anaërobe bacteriën, fastidious bacteriën en PCR-toepassingen. Uniek breekpunt met gekleurd indicatiepunt en swab capture cap. Ref. M10159	

LimBroth wisser voor GBS (tube met lichtblauwe stop)	LimBroth, 2 mL Todd Hewitt medium in 12x80 mm buis met schroefstop, 1 regular flocced swab.	AZG: 61627 SJKI: 6948	LimBroth is een selectief aanrijkingsmedium voor Groep B Streptokokken (Streptococcus agalactiae) vanuit vaginale en rectale stalen. Ref. M1015101	
TSBSaltBroth (tube met donkerblauwe stop)	TSB Medium Plus 2,5% NaCl in 12 x 80 mm buis met schroefstop, 1 Screw Cap Tube.	AZG: 61710 SJKI: 6947	steriele eSwab wisser voor MRSA-screening. Ref. M1017200	
eSwab wisser met bijhorend transportmedium (tube met oranje stop)	eSwab PLP buis 1ml, liquid Amies Medium, nasopharyngeale/urethral swab oranje	AZG:52628 SJKI: nvt	steriele eSwab wisser voor Nasopharyngeale/Urethrale afname. Ref. M10163	
Transportmedia voor maagbiopt voor Helicobacter pylori	Flesje portagerm pylori (PORT-PYL) koel bewaren	AZG: 58429 SJKI: nvt	Enkel te verkrijgen via laboratorium Ref.42041	
eNAT medium	eNAT Swab, 2,0mL eNAT Media nog niet gekend	AZG: 62925 SJKI: nvt 7177	Wisser voor CHL/NG/MG/TV afname Ref. M10158621 M10158615	

Opvangset voor slijmmonster	pediatrie neusaspiraaf	AZG : nvt SJKI: 1357	MST-3070 5mm 20 mL ref nr 1600422	
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---