













Afname: Afnamemateriaal Urine, feces en andere lichaamsvochten

Type recipiënt:	Omschrijving:	Aanvraag form.:	SAP nr.:	Foto's:	Opmerkingen:
Urinepotje, (60 mL) + bijhorende buizen	steriel potje met geel schroefdeksel + bijhorende buis van 9 mL (SJKI 7 mL) + buis van 4 mL	geen	Potje AZG: 58325 SJKI: 3647 Ref. A27900 Grote tube 9mL AZG: 58327 Ref. A12446 Kleine boorzuurtube 4mL AZG: 58326 Ref. 12449 SJKI: 1335 SJKI tube 7 mL 7156 ref nr A47768		steriel potje zonder additieven voor het opvangen van urinestalen (gewone porties); het gevulde potje goed sluiten met het schroefdeksel; grote tube 9 mL (chemie), kleine tube 4 mL met boorzuur (cultuur) grote tube 9ml
Urinepotje (100 mL) donker bruin	donkere container met schroefdeksel (zonder bewaarmiddel)	geen	AZG:58488 SJKI: nvt		Dit recipiënt wordt gebruikt voor parameters die gevoelig zijn voor het licht vb. porfyryne, delta ALA, porfobilinogeen,... (Ref sarstedt 75.562.011)

Urinepotje voor toxicologie, (125 mL)	niet steriel potje met groen schroefdeksel (enkel voor toxicostalen)	geen	AZG:20738 SJKI: nvt		niet steriel potje zonder additieven voor het opvangen van urinestalen (gewone porties, enkel voor toxicologisch onderzoek); het gevulde potje goed sluiten met het schroefdeksel; ook voor het opvangen van grotere volumina van andere lichaamsvochten; Ref. A01158
Urinecontainer (2 L)	witte container van 2 liter met gele schroefdop (zonder bewaarmiddel)	geen	AZG: 30184 SJKI: idem		container voor 24 uurscollectie van urine, voor analyses die <u>geen</u> bewaring in het donker of in zuur behoeven; Ref. A10546
Urinecontainer (3,3 L)	bruine container van 3,3 liter, met of zonder zuur	zonder zuur: *, met zuur: #	AZG: 54800 SJKI:63109		container (met of zonder bewaarmiddel) voor 24 uurscollectie van urine, voor analyses die bewaring in het donker en/of in zuur behoeven, Ref. A29527
Urinecontainer (0,5 L)	bruine container van 0,5 liter met bruine schroefdop, met zuur	geen	AZG :53456 SJKI: nvt		container (met bewaarmiddel) voor pediatrische patiëntjes (tot 3 jaar) voor 24 uurscollectie van urine, voor analyses die bewaring in het donker en in zuur behoeven, Ref. 215-5679

Fecespotje (60 mL)	steriel potje met lepeltje en rood schroefdeksel	geen	AZG :20855 SJKI: 5609		potje voor de collectie van feces; Ref. D10144ROOD
Steriele buis (15mL)	steriele conische matte buis met groene schroefdop	geen	AZG: 61715 SJKI:nvt		een steriele polypropyleen buis zonder additieven; geschikt voor de afname van diverse lichaamsvochten (cerebrospinaal vocht, gewrichtsvocht, pleuravocht,...); Ref. 02-502-8001
Salivette Cortisol	Salivette cortisol met blauwe stop	Geen	AZG: 44383 SJKI: idem		Synthetische swab voor bepaling van cortisol. Ref. 51.1534.500
Recipiënt voor sperma	Sarstedt container 100 mL, PP/HDPE, IVD, met gradering, transparant met schroefdeksel, met veiligheidslabel, steriel	Geen	AZG: 46965 SJKI: 56965		Specifiek doorzichtig recipiënt voor sperma (100 mL) + wit deksel. Ref 75.562.105

Macroduct Sweat Collector	ELITechGroup Macroduct Advanced Supply Kit.	Geen	AZG:62400 SJKI: idem		Macroduct Sweat Collector voor de bepaling van een zweettest, Ref SS-268
urine device transfer	voor urine	geen	AZG: nvt SJKI: 1334		ref nr 450251